

마사지건 전자파식별부호 R-R-MOZ-JM-110YA

배터리 전기안전인증획인 YU101286-21001

어댑터 전기안전인증번호 HU10973-19002



기펠 헬스&뷰티는
합리적인 디자인과 실용성을 바탕으로 하는
기펠의 건강 가전 브랜드입니다.



(주)모젠인터내셔널
경기도 김포시 대곶면 울생중앙로 206번길 76
www.mozeninternational.com

AS문의 : 02-867-4999
상담시간 평일 오전 10:00~16:00
(토, 일, 공휴일 휴무)

JM-110Y

사용 전 사용설명서를 반드시 읽어 보시고 안전하게 사용하여 주십시오.
읽고난 뒤에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
본 제품은 가정용입니다. 용도 외 사용하지 마십시오.



⚠️ 감전, 화재 및 물리적 손상의 위험을 줄이려면 다음 지침에 따라 제품을 사용하여 주십시오.

- 이 제품은 성인 전용입니다. 어린이가 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
- 건조하고 깨끗한 표면에만 사용하시고, 안마가 필요한 각 부위를 약60초 동안 부드럽게 눌러주며 사용해주십시오.
- 상처, 통증 등의 불편함이 있는 부위에 사용하여 주시고, 머리나 신체의 단단하고 뼈가 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 사용자의 몸에 적합한 헤드를 찾아 사용하십시오.
- 일정한 압력으로 신체를 압박하기 때문에 맹이 들 수 있습니다. 사용 시 치료 부위를 수시로 확인하여 통증이나 불편함이 있는 경우 즉시 사용을 중단 하십시오.
- 손가락, 머리카락 또는 기타 신체 부위가 엉키지 않도록 주의 하십시오.
- 본품의 헤드 결합부에 이물질을 넣지 마십시오.
- 물에 담그거나 물이 제품의 통풍구에 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- 전용 충전기를 사용하십시오.
- 사용하기 전에 제품 및 배터리에 대한 안내사항을 한번 더 주의 깊게 확인하십시오.
- 무인 상태에서는 제품이 작동되거나 충전되지 않도록 하십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 1시간 이상 연속 사용하지 마십시오. 30분 이상 사용한 경우 30분 이상 정지시켜둔 후 다시 사용하십시오.
- 충전 후 또는 사용하기 전에는 배터리에서 충전기를 제거하십시오.

*충전기, 부속품 등은 당사의 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.



본품



전용 충전기



사용설명서



헤드 6종

- 헤드타입 : 권장사용 부위 / 마사지감

- ① 플랫 : 전신 / 부드러움
- ② 스팟 : 지압 부위, 등, 손바닥, 발바닥 / 강함
- ③ U자 : 전신, 넓은 근육 자극 / 적당함
- ④ 삽형 : 전신 근육 이완, 세이핑 / 적당함
- ⑤ 라운드플랫 : 연한 피부, 복근, 관절 / 부드러움
- ⑥ 볼형 : 전신 근육 이완 / 적당함

- 사용자의 신체 상태에 따라 마사지감에 차이가 있을 수 있습니다.

작동방법

작동방법



LCD 터치 디스플레이



- ① 배터리 잔여량(5~99)
/ 마사지 강도(1~10) 표시부
- ② 마사지 강도 +
- ③ 마사지 강도 -
- ④ 전원버튼



핸들 바닥면



- ① 충전 코드 연결부
- ② 전원 ON/OFF

작동하기

*** 핸들 바닥면의 전원 스위치를 조작하여 전원을 제어할 수 있습니다.

ON : 켜짐 / OFF : 꺼짐

1. 시작 및 가속 : 핸들 바닥면 전원 스위치를 ON 위치에 놓고, LCD 의 전원 버튼을 터치 하십시오. 디스플레이에 1이 표시되고 "+"를 터치하면 1단계씩 가속됩니다.
2. 감속 및 정지 : "-"를 터치하면 작동 속도가 1단계씩 감속되며 중단을 원할 시 전원 버튼을 터치하십시오.
3. 마사지 헤드 분리 및 교체 : 작동을 중단한 상태에서 헤드를 잡아당겨 분리한 후 교체 헤드를 밀어넣어 장착할 수 있습니다.



강도별 사양

Speed 1--1200turns/20Hz	Speed 6--2500turns/70Hz
Speed 2--1500turns/30Hz	Speed 7--2800turns/80Hz
Speed 3--1800turns/40Hz	Speed 8--3000turns/90Hz
Speed 4--2100turns/50Hz	Speed 9--3200turns/100Hz
Speed 5--2300turns/60Hz	Speed 10--3500turns/110Hz

충전하기

*처음 사용할 때에는 4시간이상 충분히 충전시켜 주십시오.

1. 제품과 함께 제공한 전용 어댑터의 코드를 핸들 바닥면 충전 코드 연결부에 꽂은 후 벽면 콘센트에 연결 하십시오.
2. 충전기에 빨간색 불이 들어오면 충전 중임을 나타냅니다.
*코드 연결중에는 제품 LCD 및 하단 LED에 불이 켜지고 작동 버튼 터치시 반응하는 것이 정상입니다.
3. 코드 연결중 LCD에 보이는 숫자 5~99는 배터리 충전 상태(%)를 나타냅니다.
- 배터리는 언제든 재충전하여도 무방합니다.
- 완전 방전 상태가 누적되지 않도록 주의하고, 완충 후에는 분리하여 보관해 주십시오.
- 제품의 평균 가동시간은 4-6시간이며, 사용 강도와 압력에 따라 달라질 수 있습니다.

보관하기

- 제품을 약간 젖은 수건으로 닦고 부드러운 천으로 닦아 말려 주세요.
- 제품을 보관할 때나 여행할 때 제공된 상자에 안전하게 보관해 주십시오.